


Anticorpo Policlonal Anti-Cdc6 Para Wb - Q99741

Número do item: CM0021434



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Cdc6 humano, validado para Western blot e ELISA. Útil para estudos de replicação de DNA e pontos de verificação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cdc6 pAb Coelho
Observações/Apelido	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Cdc6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	990
GeneID	990
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-560 do Cdc6 humano (Q99741)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99741
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo