

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdca3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99618

Número do item: CM0004464

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CDCA3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a proteína humana CDCA3, uma proteína associada ao ciclo de divisão celular envolvida na entrada mitótica. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDCA3 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Espécie	Humano
ID do Gene	83461 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CDCA3 humana (Q99618).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99618
Peso da Proteína	29kDa
Transporte	Em bolsa de gelo