

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdca3 Para Wb, Elisa - Q99618

Número do item: CM0023838

introdução

Anticorpo policlonal Anti-CDCA3 de coelho, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta CDCA3 humano e de rato, um gatilho de entrada mitótica. Ideal para estudos do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDCA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83461
GeneID	83461
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100 até o C-terminal da CDCA3 humana (NP_001284531.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q99618
Peso Proteico	29kDa
Envio	Bolsa de Gelo