

## Anticorpo Policlonais Anti-Cdca5 Para Wb - Q96Ff9

Número do item: CM0022910

### introdução

CDCA5 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra o CDCA5 (sororina) humano. Validado para WB e ELISA, reage com amostras de humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de coesão de cromátides irmãs e divisão celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | CDCA5 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias          | SORORIN; CDCA5                                                                                                            |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene                 | 113130                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-150 do CDCA5 humano (NP_542399.1) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS                      | Q96FF9                                                                                                                    |
| Peso Molecular da Proteína | 28kDa                                                                                                                     |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                             |