


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdca8 Para Wb, Elisa - Q53HI2

Número do item: CM0015868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDCA8 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Validado para pesquisa em mitose e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDCA8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55143
ID do Gene	55143
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-124 do CDCA8 humano (NP_060571.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53HL2
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo