


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdca8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53HI2

Número do item: CM0013098



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CDCA8 (Borealin), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre regulação mitótica e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CDCA8 pAb de coelho
Observações/Alíases	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55143
GeneID	55143
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da CDCA8 humana (NP_060571.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q53HL2
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo