

Anticorpo Monoclonal Anti-Cdcp1 Para Fc - Q9H5V8

Número do item: CM0010225

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CDCP1 humano (CD318, TRASK). Para citometria de fluxo. O CDCP1 é uma proteína de adesão celular envolvida na progressão tumoral e metástase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CDCP1 mAb
Observações/Apelido	CD318; TRASK; SIMA135
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64866
GeneID	64866
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-666 do CDCP1 humano (NP_073753.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H5V8
Peso da Proteína	37kDa/72kDa/92kDa
Envio	Saco de gelo