

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdcp1 Para Wb, Elisa - Q9H5V8

Número do item: CM0028278

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CDCP1 para WB e ELISA. Reage com CDCP1 humano e murino, um marcador de adesão celular e progressão tumoral com funções no diagnóstico de leucemia e subconjuntos de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDCP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64866
GeneID	64866
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-343 do CDCP1 humano (NP_835488.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H5V8
Peso Molecular da Proteína	93kDa
Transporte	Bolsa de gelo