

Anticorpo Policlonal Anti-Cdh11 Para Wb, Elisa - P55287

Número do item: CM0029980

introdução

Explore a adesão e migração celular com este anticorpo policlonal de coelho anti-CDH11. Validado para WB e ELISA, reconhece o CDH11 humano (OB-caderina) e reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre caderinas e adesões focais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDH11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OB, ESWS, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDH11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1009
ID do Gene	1009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-400 do CDH11 humano (NP_001788.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55287
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco com gelo