

Anticorpo Policlonal Anti-Cdh11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55287

Número do item: CM0013118

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CDH11 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos e camundongos. Tem como alvo a caderina-11, uma proteína de adesão celular envolvida na montagem de adesões focais e migração, relevante para pesquisas ósseas e cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDH11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OB; ESWS; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-400 da CDH11 humana (NP_001788.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P55287
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo