

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdh19 Para Wb, Elisa - Q9H159

Número do item: CM0014929

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDH19 humano (Caderina-19), validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de adesão celular e separação de tecidos, com reatividade cruzada para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDH19 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDH7; CDH7L2; CDH19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28513
GeneID	28513
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-440 do CDH19 humano (NP_066976.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H159
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de gelo