


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdh3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22223

Número do item: CM0017908



introdução

Anticorpo CDH3 policlonal de coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. A caderina-3 (P-caderina) é uma proteína de adesão celular dependente de cálcio; ideal para aplicações de pesquisa e diagnósticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDH3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDHP; HJMD; PCAD; CDH3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1001
GeneID	1001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-350 da CDH3 humana (NP_001784.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22223
Peso Proteico	91kDa
Envio	Saco de gelo