

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdh4 Para Wb, Elisa - P55283

Número do item: CM0016235

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CDH4 (caderina-4, R-caderina). Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante, 100 kDa. Adequado para estudos de adesão celular e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-CDH4
Observações/Apelidos	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1002
GeneID	1002
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 757-916 do CDH4 humano (NP_001785.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55283
Peso da Proteína	100 kDa
Envio	Bolsa de gelo