

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdh8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55286

Número do item: CM0022340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Caderina-8 humana (CDH8) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre adesão celular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CDH8
Espécie	Humana
GeneID	1006
Imunógeno	Proteína recombinante de CDH8 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P55286
Envio	Bolsa de gelo