

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdip1 Para Wb, Elisa - Q9H305

Número do item: CM0016790

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDIP1 humano, um efector de apoptose p53, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	I1; CDIP; LITAF1; C16orf5; CDIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29965
GeneID	29965
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CDIP1 humano (NP_001185983.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H305
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo