


Anticorpo Policlonais Anti-Cdk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06493

Número do item: CM0014135



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDK1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDC2, CDC28A, P34CDC2, CDK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-297 da CDK1 humana (NP_001777.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Saco de gelo