


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk1 Para Wb, Ip, Elisa - P06493

Número do item: CM0003228



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CDK1 validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Detecta CDK1 humano e de camundongo (P06493), uma quinase serina/treonina crucial para a progressão do ciclo celular. Adequado para estudos de oncologia e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espécie	Humano
GeneID	983
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 198-297 do CDK1 humano (NP_001777.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06493
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Envio	Em saco de gelo