

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06493

Número do item: CM0013661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDK1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece CDK1 humano, de rato e de camundongo. Quinase mitótica chave para pesquisa em ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	983
ID do Gene	983
Imunógeno	Peptídeo sintético/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 198-297 do CDK1 humano (NP_001777.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06493
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo