

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk10 Para Wb, Elisa - Q15131

Número do item: CM0030336

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK10 humano (quinase dependente de ciclina 10), validado para WB e ELISA. Detecta CDK10 humano e de camundongo (PM prevista 41 kDa). Ideal para pesquisas sobre ciclo celular, citoesqueleto e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALSAS; PISSLRE; CDK10
Espécie	Humano
GeneID	8558 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do CDK10 humano (NP_001092003.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15131
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo