

Anticorpo Policlonais Anti-Cdk11B Para Wb, If/Icc, Elisa - P21127

Número do item: CM0015214



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK11B humana, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humanos e camundongos. Ideal para estudos de regulação da transcrição e splicing, ciclo celular e função do centrômero.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK11B Coelho pAb
Observações/Apelidos	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Espécie	Humana
GeneID	984
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da CDK11B humana (NP_277021.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P21127
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo