

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk11B Para If/Icc, Elisa - P21127

Número do item: CM0017860



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK11B, validado para IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudar os papéis da CDK11B na transcrição, no splicing e na mitose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | CDK11B Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B                   |
| Espécie              | Humana                                                                                                                     |
| GeneID (humano)      | 984                                                                                                                        |
| GeneID               | 984                                                                                                                        |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da CDK11B humana (NP_277021.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade cruzada  | Humana, camundongo, rato                                                                                                   |
| SWISS                | P21127                                                                                                                     |
| Peso da proteína     | 93 kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Em bolsa de gelo                                                                                                           |