


Anticorpo Monoclonal Anti-Cdk12 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Número do item: CM0006624



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CDK12 validado para aplicações de IHC-P e ELISA. Reconhece CDK12 humano, de camundongo e de rato, uma quinase que regula o alongamento da transcrição e o reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CDK12
Observações/Apelidos	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	51755
GeneID	51755
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-516 da CDK12 humana (NP_057591.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYV4
Peso da Proteína	164 kDa
Transporte	Bolsa de gelo