

Anticorpo Policlonais Anti-Cdk18 Para Wb E Elisa - Q07002

Número do item: CM0023398

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CDK18 humana (PCTK3/PCTAIRE3). Imunógeno recombinante (aa 373-474). Validado para Western blot e ELISA. Reação cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de transdução de sinal em células diferenciadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK18 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5129
GeneID	5129
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 373-474 da CDK18 humana (NP_002587.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q07002
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo