


Anticorpo Monoclonal Anti-Cdk2 (Fosfo-T160) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Número do item: CM0001781



introdução

Fosfo-CDK2-T160 Rabbit mAb validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage com CDK2 humano, de camundongo e rato; visa o T160 fosforilado; ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-CDK2-T160 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDKN2; p33(CDK2); Fosfo-CDK2-T160
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno do T160 do CDK2 humano (NP_001789.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24941
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo