


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk2 (Validado Por Ko) Para Western Blot E Elisa - P24941

Número do item: CM0003252



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CDK2 (validado por KO) para Western blot e ELISA. Reatividade confirmada com CDK2 humano, de camundongo e rato. Validado para estudos de knockout. Tem como alvo a cinase 2 dependente de ciclinas (P24941), um regulador mestre do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	[KO Validado] CDK2 Coelho mAb
Observações/Apelido	CDKN2; p33(CDK2); K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Imunógeno	Pepetídeo Sintético correspondente aos aminoácidos 199-298 do CDK2 humano (P24941)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24941
Peso da Proteína	30 kDa/34 kDa
Envio	Bolsa de gelo