

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk2 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Número do item: CM0022176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta CDK2 endógeno (~30/34 kDa) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular, reparo de DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CDK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDKN2; p33(CDK2); K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-298 do CDK2 humano (NP_001789.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24941
Peso da Proteína	30 kDa/34 kDa
Envio	Saco de gelo