

Anticorpo Policlonal Anti-Cdk20 Para Ihc-P E Elisa - Q8IzL9

Número do item: CM0025559

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CDK20 validado para IHC-P e ELISA, reagindo com humano e rato. Ideal para aplicações de pesquisa em ciclo celular, sinalização Shh e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK20 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P42; CCRK; CDCH; PNQALRE; CDK20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23552
GeneID	23552
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do CDK20 humano (Q8IZL9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q8IZL9
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo