


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Cdk2Ap1 Para Wb, Elisa - O14519

Número do item: CM0020379



introdução

Anticorpo Policloal (pAb) de Coelho anti-CDK2AP1 validado para Western blot e ELISA. Alvo no CDK2AP1 humano (DOC-1), um inibidor de CDK2 e componente do complexo de remodelação da cromatina NuRD. Ideal para pesquisa em câncer e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policloal de Coelho anti-CDK2AP1
Observações/Apelidos	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8099
ID do Gene	8099
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 do CDK2AP1 humano (NP_004633.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14519
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Gelo reciclável