

Polymab® Anti-Cdk4 De Coelho Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11802

Número do item: CM0004311



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CDK4 humano, adequado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CDK4 PolymAb® de Coelho
Observações/Alias	CMM3; PSK-j3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1019
GeneID	1019
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 204-303 do CDK4 humano (NP_000066.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11802
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo