

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk5 [Validado Por Ko] Para Wb E Elisa - Q00535

Número do item: CM0006925



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO, direcionado contra CDK5, adequado para WB e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Investiga o desenvolvimento neuronal, a apoptose e a regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CDK5 [Validado por KO]
Observações/Apelido	LIS7; PSSALRE; K5
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1020
ID do gene	1020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 92-289 da CDK5 humana (NP_004926.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q00535
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo