

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk5 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q00535

Número do item: CM0028533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CDK5 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece CDK5 humano, de rato e camundongo. Essencial para o desenvolvimento neuronal. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular, apoptose e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CDK5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LIS7; PSSALRE; K5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1020
GeneID	1020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 da CDK5 humana (NP_004926.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00535
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de Gelo