


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk5 (Validado Para Ko) Para Wb, Elisa - Q00535

Número do item: CM0022581



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado para KO contra CDK5 humano (quinase 5 dependente de ciclina), adequado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta CDK5 em amostras humanas, de camundongo e de rato, apoiando pesquisas sobre ciclo celular, neurogênese e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado para KO] pAb de coelho anti-CDK5
Observações/alias	LIS7; PSSALRE; K5
Espécie	Humana
ID do gene	1020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-289 do CDK5 humano (NP_004926.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q00535
Peso da proteína	33 kDa
Transporte	Bolsa de gelo