

Anticorpo Monoclonal Anti-Cdk5R1 Para Wb, Elisa - Q15078

Número do item: CM0006809



introdução

CDK5R1 mAb de coelho (p35) validado para humano, camundongo e rato em WB/ELISA. Ativador específico de neurônio da CDK5 envolvido no crescimento de neuritos, laminação cortical e regulação do relógio circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK5R1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Espécie	Humano
GeneID	8851
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da CDK5R1 humana (NP_003876.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15078
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo