

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk5R1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15078

Número do item: CM0007597



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CDK5R1 (p35), adequado para Western Blot, IF/ICC, IF-P e ELISA em Humano, Rato e Camundongo. Ideal para pesquisas em neurociências sobre crescimento de neuritos e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK5R1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8851
GeneID	8851
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15078
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo