

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk5R1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15078

Número do item: CM0014153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CDK5R1 humano (p35), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta CDK5R1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização neuronal de CDK5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK5R1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8851
GeneID	8851
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-307 do CDK5R1 humano (NP_003876.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15078
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Saco de gelo