

Anticorpo Policlonal Anti-Cdk5Rap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sz6

Número do item: CM0024037

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK5RAP1 humano, uma metiltiotransferase de tRNA mitocondrial essencial para a tradução proteica. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK5RAP1 pAb de Coelho
Observações/Apêndices	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51654
ID do Gene	51654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do CDK5RAP1 humano (NP_057492.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SZ6
Peso Proteico	68kDa
Envio	Bolsa de Gelo