


Anticorpo Policlonal Anti-Cdk5Rap2 Para Wb, Elisa - Q96Sn8

Número do item: CM0016405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que tem como alvo CDK5RAP2 (Cep215) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com a proteína humana; 215 kDa. Para estudos sobre a regulação dos centríolos e a orientação do fuso.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do produto	CDK5RAP2 Rabbit pAb
Observações/alias	C48; MCPH3; Cep215; CDK5RAP2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55755
GeneID	55755
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1744-1893 da CDK5RAP2 humana (NP_060719.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q96SN8
Peso da proteína	215 kDa
Transporte	Gelo em saco