


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk5Rap3 (C53/Lzap) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jb5

Número do item: CM0027852



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK5RAP3 (C53/LZAP), produzido com imunógeno recombinante (aa 1-300). Validado em WB, IF/ICC, ELISA para humano, rato, camundongo. Adequado para estudos sobre ufmição, reciclagem de ribossomos e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK5RAP3 pAb de Coelho
Observações/Apêndices	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	80279
GeneID	80279
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CDK5RAP3 humano (NP_788276.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96JB5
Peso Proteico	57kDa
Envio	Em saco de gelo