


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk6 Para Wb E Elisa - Q00534

Número do item: CM0002505



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CDK6 humano. Validado para WB e ELISA, reage com humano e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e diferenciação. 37 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CDK6
Observações/Apelido	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1021
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 227-326 do CDK6 humano (Q00534).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q00534
Peso Proteico	37 kDa
Envio	Bolsa de Gelo