


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk6 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q00534

Número do item: CM0009042



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para a CDK6 humana (37 kDa), um regulador chave da transição G1/S do ciclo celular. Validado para WB, IP, IF/ICC e ELISA. Útil para estudos de oncologia e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MCPH12; PLSTIRE
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1021
GeneID	1021
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 227-326 da CDK6 humana (NP_001250.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q00534
Peso da Proteína	37 kDa
Envio	Saco de gelo