


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00534

Número do item: CM0013692



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK6 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reação cruzada com camundongo. Detecta uma banda de ~37 kDa. Ideal para pesquisa sobre regulação do ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK6 Rabbit pAb
Observações/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1021
ID do Gene	1021
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 226-326 da CDK6 humana (NP_001250.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00534
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo