


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk6 Para Wb - Q00534

Número do item: CM0014497



introdução

pAb de coelho contra CDK6 validado para WB em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a quinase 6 dependente de ciclina (37 kDa), um regulador essencial do ciclo celular. Ideal para estudos de câncer e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CDK6
Observações/Alíás	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Espécie	Humano
GeneID	1021 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-326 da CDK6 humana (NP_001250.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q00534
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo