


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk8 Para Wb E Elisa - P49336

Número do item: CM0011616



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à quinase dependente de ciclina 8 humana (CDK8). Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de complexo Mediador e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK8 Rabbit mAb
Observações/Apelido	K35; IDDHBA; CDK8
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1024
GeneID	1024
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da CDK8 humana (P49336).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P49336
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo