


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk8 Para Wb E Elisa - P49336

Número do item: CM0005382



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CDK8 de alta especificidade validado para Western blot e ELISA. Reconhece o CDK8 humano e de camundongo, uma quinase essencial para pesquisas sobre a função do complexo Mediador e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK8 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDK8; K35; quinase dependente de ciclina 8
Espécie	Humano
GeneID	1024
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 364-464 do CDK8 humano (NP_001251.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49336
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo