


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk9 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P50750

Número do item: CM0003075



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CDK9 validado por KO detecta CDK9 humano, de camundongo e de rato. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para estudos de transcrição e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CDK9 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; K9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1025
GeneID	1025
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 273-372 do CDK9 humano (P50750)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50750
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo