


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdk9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50750

Número do item: CM0013666



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDK9 humano para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CDK9 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre regulação da transcrição e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDK9 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1025
GeneID	1025
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50750
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo