

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdkl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lvw4

Número do item: CM0019603



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDKL3 (NKIAMRE), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de quinases. UniProt Q8IVW4.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | CDKL3 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | NKIAMRE; CDKL3                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do gene (humano) | 51265                                                                                                                     |
| ID do gene          | 51265                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da CDKL3 humana (NP_001107047) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q8IVW4                                                                                                                    |
| Peso molecular      | 68 kDa                                                                                                                    |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                             |