

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdkn1A Para Wb, Elisa - P39689

Número do item: CM0022230

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CDKN1A de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com CDKN1A (p21) de camundongo e rato, um inibidor chave do ciclo celular. Ideal para pesquisa em câncer e dano ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDKN1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	1026
GeneID	12575
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-159 do CDKN1A de camundongo (NP_031695.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P39689
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo