

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Número do item: CM0007224



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDKN1A/p21CIP1 humano (p21). Validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta uma banda de 18 kDa; ideal para estudos do ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CDKN1A/p21CIP1 mAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 1026                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-164 do CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | P38936                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 18kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                                     |