

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P38936

Número do item: CM0012728



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDKN1A/p21CIP1 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Reconhece alvos humanos e de camundongo; ideal para estudos de ciclo celular e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] CDKN1A/p21CIP1 Rabbit mAb
Observações/Alíase	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1026
GeneID	1026
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-164 da CDKN1A/p21CIP1 humana (NP_000380.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P38936
Peso da Proteína	18kDa
Transporte	Bolsa de gelo